

## Αρχή της διατήρησης της μάζας του Lavoisier

- ✓ Προσθήκη διαλύματος  $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$  σε κωνική φιάλη των 250 mL.
- ✓ Προσθήκη διαλύματος KI σε μικρό δοκιμαστικό σωλήνα.
- ✓ Τοποθέτηση του σωλήνα μέσα στην κωνική φιάλη.
- ✓ Ζύγιση της φιάλης με το σωλήνα.



✓ Ανάμειξη των δύο διαλυμάτων με αναποδογύρισμα της φιάλης.

✓ Ζύγισμα της φιάλης